

DBI Dental

+30
ans
D'EXPERIENCE

Zevadent




forest dental



Équipements




www.dbidental.fr



Notre équipe DBI Dental est votre partenaire depuis près de 30 ans et c'est pourquoi notre mot d'ordre est de chercher régulièrement à innover et à nous développer.

Notre grande fierté étant celle de contribuer à votre réussite, notre équipe commerciale se tient, à tout moment, à votre écoute pour répondre à vos besoins et améliorer vos performances.

Forts d'une proposition de deux gammes de fauteuils inspirés de notre rigueur : l'une FOREST originaire des Etats-Unis et l'autre ZEVADENT en provenance de Slovaquie, nous vous apportons des solutions concrètes pour identifier les paramètres de travail du praticien et s'y adapter.



Som

1 • Fauteuils FOREST

page :

Structure fauteuil :	8
Choix des couleurs :	9
<u>Modèle ambidextre ORBIT-F avec :</u>	
- unit à fouets :	10
- unit à cordons pendants :	12
<u>Modèle traditionnel MAX-F avec :</u>	
- unit à fouets :	14
- unit à cordons pendants	16
Package fauteuil + WALL MOUNT:	18
Package fauteuil + CART	18
Options et instrumentations :	20
Fauteuil hydraulique seul :	22
Tabourets :	23
Schémas d'implantation :	23

2 • Fauteuils ZEVADENT

<u>Modèle traditionnel OPTIMAL avec</u>	
- unit à fouets.:	26
- unit à cordons pendants.:	28
Package fauteuil + cart :	30
Package fauteuil + unit + bras d'aspiration :	32
Package fauteuil + bras d'aspiration :	33
Options et instrumentations :	34
Fauteuil électromécanique seul :	36
Tabourets :	37
Choix des couleurs :	37
Schémas d'implantation :	38

3 • Carts

Structure cart :	40
Choix des couleurs :	41
Modèles C5350 / C5350.4/ C5355 :	42
Modèle C6000 :	44
Modèles S4100 / S4150 :	46

mairie

4 • Units

page :

Structure unit :	50
Choix des couleurs :	51
Modèles MT600 / MT610 :	52
Modèles C2400 / C2400.4 :	54
Modèles WM3220 / WM3220.4 :	56
Modèles SM3220 / SM3220.4 :	58
Modèles SO3304 / SO3354 :	60
Modèle C7000 :	62

5 • Mini-units

Modèles MT600 / MT610 :	66
Modèles 28104 / 28112 :	68
Modèles C2500 / C2520 :	70

6 • Matériels autonomes

Unit meuble MCL1000 :	74
Valise portable UP5000 :	74
Fauteuil portable FPP400 :	75
Tabouret portable TPP400 :	75
Scialytique portable SPP400 :	75
Fauteuil portable complet FCPS400 :	76

7 • Accessoires d'équipements

Crachoirs :	78
Bras d'aspiration :	79
Système bras segment articulé :	82
Système bras sur colonne / mural :	84
Colonnes et pattes :	85
Accessoires :	86

• Conditions générales de vente :	87
---	----



Fauteuils FOREST

Structure fauteuil



*autres couleurs en option

Coloris des matières au choix

FINITIONS BASE*



White

Forest grey

*autres couleurs en option

FINITIONS MÉTAL



Forest grey

Shadow

White

Midnight



Arctic
Silver


Pewter

Copper

Charcoal

Bronze

FINITIONS ABS



White



Forest grey



Laser leather



Lemans



Greywood

REVÊTEMENT



Autumn Leaf



Baltic



Boyenberry



Charcoal



Diplomat Blue



Doe



Dove Grey



Papyrus



Parrot



Raven Wing



St. John



Stone



Midnight



Oz



Pewter



Pharoah



Tin Man

Ensemble ORBIT-F Ambidextre

- unit à fouets

Référence

ORBIT-FF

Modèle Ambidextre droitier et gaucher composé de :

- Fauteuil hydraulique - 4 programmes mémorisables - Base tournante 30° de chaque côté
- Tête double articulation Mono serrage
- Accoudoirs droite et gauche escamotables vers le bas
- Hauteur assise : minimum 43cm / maximum 59cm
- Boîte au sol technique dans le prolongement du fauteuil
- Finitions : revêtement ULTRALEATHER suivant 18 couleurs au choix (voir page 9),
- Piètement "Shadow"
- Base : blanc ou gris Forest (autres couleurs en option)
- Unit à fouets 5 positions : Seringue 3 fonctions et 4 sorties instruments à sélection automatique, bras tournant à l'avant du fauteuil
- Blocage du bras en position à commande pneumatique depuis l'unit
- Support plateau 213 x 318mm orientable fixé sous l'unit + plateau avec patins anti-dérapants
- Repose instruments en Silicone interchangeable, lavable et autoclavable
- Commandes du fauteuil par TOUCH PAD à l'unit
- Récupération d'huile des instruments
- Réglage d'air de drive par instruments
- Réglage d'air de spray commun
- Système de rinçage FLUSH
- Système d'eau propre avec bouteille PE 1,5 litre à connexion rapide
- Inverseur eau de ville / eau de bouteille
- Pédale disque progressive avec commande de spray
- Bras tournant arrière d'aspiration avec : canules salivaires et chirurgicales DURR DENTAL avec contacts de sélection
- Récupérateur de débris avec filtre interchangeable - Seringue coudée 3 fonctions
- Finitions autres que celles de la base : standard Blanc ou gris Forest (autres couleurs au choix page 9)
- Options et instrumentations référencées en page 20



Ensemble ORBIT-F Ambidextre

- unit à cordons pendants

Référence

ORBIT-FP

Modèle Ambidextre droitier et gaucher composé de :

- Fauteuil hydraulique - 4 Programmes mémorisables - Base tournante 30° de chaque côté
- Tête double articulation Mono serrage
- Accoudoirs droite et gauche escamotables vers le bas
- Hauteur assise : minimum 43 cm - maximum 59 cm
- Boîte au sol technique dans le prolongement du fauteuil
- Finitions : revêtement ULTRALEATHER suivant 18 couleurs au choix (voir page 9) ,
- Piètement "Schadow",
- Base : Blanc ou gris Forest (autres couleurs en option)
- Unit à cordons pendants : Seringue 3 fonctions et 3 sorties instruments à sélection automatique, bras tournant à l'avant du fauteuil
- Blocage du bras en position à commande pneumatique depuis l'unit
- Commandes du fauteuil par TOUCH-PAD à l'unit
- Récupération d'huile des instruments
- Réglage d'air de drive par instruments
- Réglage d'eau de spray par instruments
- Réglages d'air de spray commun
- Système de rinçage FLUSH
- Système d'eau propre avec bouteille PE 1,5 litre à connexion rapide
- Inverseur eau de ville / eau de bouteille
- Pédale disque progressive avec commande de spray
- Bras tournant arrière d'aspiration avec : canules salivaires et chirurgicales DURR DENTAL avec contacts de sélection
- Récupérateur de débris avec filtre interchangeable - Seringue coudée 3 fonctions
- Finitions autres que celles de la base : standard Blanc ou gris Forest (autres couleurs au choix page 9)
- Options et instrumentations référencées en page 20



Photos non contractuelles - Couleurs, finition & scialytique en option

Ensemble MAX-F Traditionnel

- unit à fouets

Référence

MAX-FF

Modèle traditionnel à montage fixe livrable en droitier ou gaucher composé de :

- Fauteuil hydraulique - 4 Programmes mémorisables - Base tournante 30° de chaque côté
- Tête double articulation Mono serrage
- Accoudoirs droite et gauche escamotables vers le bas
- Hauteur assise : minimum 43 cm - maximum 59 cm
- Boîte au sol technique dans le prolongement du fauteuil
- Finitions : revêtement ULTRALEATHER suivant 18 couleurs au choix (voir page 9)
- Piètement "Schadow"
- Base : Blanc ou gris Forest (autres couleurs en option)
- Unit transthoracique à fouets 5 positions : Seringue 3 fonctions et 4 sorties instruments à sélection automatique
- Blocage du bras en position à commande pneumatique depuis l'unit
- Support plateau 213 x 318 mm orientable fixé sous l'unit + plateau avec patins anti dérapants
- Repose instruments en Silicone interchangeable , lavable et autoclavable
- Commandes du fauteuil par TOUCH-PAD à l'unit
- Récupération d'huile des instruments
- Réglage d'air de drive par instruments
- Réglage d'eau de spray par instruments
- Réglages d'air de spray commun
- Système de rinçage FLUSH
- Groupe hydrique sans cuvette de crachoir avec système d'eau propre avec bouteille PE 1,5 litre à connexion rapide
- Inverseur eau de ville / eau de bouteille
- Pédale disque progressive avec commande de spray
- Bras d'aspiration orientable avec : canules salivaires et chirurgicales DURR DENTAL avec contacts de sélection
- Récupérateur de débris avec filtre interchangeable - Seringue coudée 3 fonctions
- Finitions autres que celles de la base : standard Blanc ou gris Forest (autres couleurs au choix page 9)
- Options et instrumentations référencées en page 20



Photos non contractuelles - Couleurs, finition, bras télescopique & scialytique en option

Ensemble MAX-F Traditionnel

- unit à cordons pendants

Référence

MAX-FP

Modèle traditionnel à montage fixe livrable en droitier ou gaucher composé de :

- Fauteuil hydraulique - 4 Programmes mémorisables - Base tournante 30° de chaque côté
- Tête double articulation Mono serrage
- Accoudoirs droite et gauche escamotables vers le bas
- Hauteur assise : minimum 43 cm - maximum 59 cm
- Boîte au sol technique dans le prolongement du fauteuil
- Finitions : revêtement ULTRALEATHER suivant 18 couleurs au choix (voir page 9),
- Piètement "Schadow"
- Base : Blanc ou gris Forest (autres couleurs en option)

- Unit transthoracique à cordons pendants : Seringue 3 fonctions et 3 sorties instruments à sélection automatique
- Blocage du bras en position à commande pneumatique depuis l'unit
- Support plateau 213 x 318 mm orientable fixé sous l'unit + plateau avec patins anti dérapants
- Repose instruments en Silicone interchangeable, lavable et autoclavable
- Commandes du fauteuil par TOUCH-PAD à l'unit
- Récupération d'huile des instruments
- Réglage d'air de drive par instruments
- Réglage d'eau de spray par instruments
- Réglages d'air de spray commun
- Système de rinçage FLUSH
- Groupe hydrique sans cuvette de crachoir avec système d'eau propre avec bouteille PE 1,5 litre à connexion rapide
- Inverseur eau de ville / eau de bouteille
- Pédale disque progressive avec commande de spray

- Bras d'aspiration orientable avec : canules salivaires et chirurgicales DURR DENTAL avec contacts de sélection
- Récupérateur de débris avec filtre interchangeable - Seringue coudée 3 fonctions

- Finitions autres que celles de la base : standard Blanc ou gris Forest (autres couleurs au choix page 9)
- Options et instrumentations référencées en page 20



Photos non contractuelles - Crachoir & scialytique en option

Ensemble ORBIT - WALL MOUNT / CART

Référence avec Wall Mount

ORBIT-WM3220


Référence avec Cart

ORBIT-C5350

- Fauteuil hydraulique - 4 Programmes mémorisables - Base tournante 30° de chaque côté
- Tête double articulation Mono serrage
- Accoudoirs droite et gauche escamotables vers le bas
- Hauteur assise : minimum 43 cm - maximum 59 cm
- Boîte au sol technique dans le prolongement du fauteuil
- Finitions : Revêtement ULTRALEATHER suivant 18 couleurs au choix (voir page 9),
- Piètement "Schadow",
- Base : Blanc ou gris Forest (autres couleurs en option)
- Bras tournant arrière d'aspiration avec : canules salivaires et chirurgicales DURR DENTAL avec contacts de sélection
- Récupérateur de débris avec filtre interchangeable - Seringue coudée 3 fonctions

WALL MOUNT & CART :

- Modèle à cordons pendants : 3 sorties instruments à sélection automatique
- + Seringue coudée 3 voies
- Commandes du fauteuil par TOUCH-PAD sur fauteuil ou sur Unit
- Réglage des drives par instrument
- Réglage d'eau de spray par instrument
- Réglage d'air de spray commun
- Système de rinçage FLUSH
- Récupérateur d'huile des instruments
- Pédale disque progressive avec commande de spray
- Système d'eau propre avec bouteille PE 1,5 litre à connexion rapide
- Inverseur eau de ville / eau de bouteille
- Boîte au sol de finition blanche
- Plateau matière plastique 34 x 24 cm
- Finition: standard Blanc ou gris Forest (autres couleurs au choix, voir page 9)
- Options et Instrumentations référencées en page 20



+ Wall Mount



Fauteuil



+ Cart

Options & Instrumentations

OPTIONS :

Référence

OPS	Supplément 4ème emplacement instrument (sauf ORBIT-FF et MAX-FF)
FO3915010	Pédale de commande fonctions fauteuil (commandes manuelles et programmes)
FO39079SP	Couleur spéciale de sellerie
FO39079DC	Sellerie bicolore
FO3907MCB	Sellerie à mémoire de forme
FO39001BM	Dossier de fauteuil avec fonction massante
FO3901PCP	Finition peinture autre que le Blanc ou gris Forest (pour la base uniquement)
FO1577INT	Cuvette de crachoir orientable avec fonctions jets de verre et cuvette temporisés
FO1400270	Capot de boîtier hydrique latéral spécial pour séparateur DURR DENTAL (séparateur non compris)
FO907887	Scialytique LED sur fauteuil
FO1300RM	Support écran (valable uniquement avec l'option scialytique sur fauteuil)
FO1300PM	Support écran (sans l'option scialytique)
FO1092SUP	Sans bras d'aspiration
FO1591INT	Crachoir + aspi sur ORBITF

INSTRUMENTATION :

Référence

SL3SASG	Seringue LUZZANI modèle MINILIGHT 3 fonctions droite corps Inox à la place de la Seringue US
SL3GGASG	Seringue LUZZANI modèle MINILIGHT 3 fonctions coudée corps Inox à la place de la Seringue US
KITFIBRE	Prédisposition cordon fibré pour Turbine lumière
KITM40XS	Prédisposition 1 micromoteur LED NSK modèle M40XS (avec moteur)
KITDMCX1MCLED	Prédisposition 1 micromoteur Induction Led BIENAIR modèle MCX (avec moteur)
KITDMCX2MCLED	Prédisposition 2 micromoteurs Induction Led BIENAIR modèle MCX (avec moteurs)
KITOPT	Boîtier de gestion BIENAIR OPTIMA pour gestion électronique de 2 moteurs MCX
KITSP4055	Prédisposition détartreur piezzo NEWTRON SATELEC avec PAM + 3 inserts + clef de serrage
KITSP4055LED	Prédisposition détartreur piezzo NEWTRON SATELEC LUMIERE avec PAM + 3 inserts + clef de serrage
KITTITASLED	Prédisposition détartreur piezzo LED TITANUSTKD avec cordon et PAM Type SATELEC + 3 inserts + clef de serrage
KITNOPAIN	Prédisposition détartreur piezzo NO PAIN EMS avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage
KITNOPAINLED	Prédisposition détartreur piezzo NO PAIN LUMIERE EMS avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage
KITTITAS	Prédisposition détartreur piezzo TITANUS TKD avec cordon et PAM compatibles SATELEC + 3 inserts + clef de serrage
KITTITAE	Prédisposition détartreur piezzo TITANUS TKD avec cordon et PAM compatibles EMS + 3 inserts + clef de serrage

Fauteuil seul



Référence

FO3901INT

- Fauteuil à commande hydraulique - 230 VAC
- 4 Programmes mémorisables - Base tournante 30° de chaque côté
- Tête double articulation Mono serrage
- Accoudoirs droite et gauche escamotables vers le bas
- Commandes fauteuil en standard par pédale au sol "OU" par touch pad
- Hauteur assise : Minimum 43 cm - maximum 79 cm
- Finitions : Revêtement ULTRALEATHER suivant 18 couleurs au choix (voir page 9) ,
- Piètement "Schadow"
- Base : Blanc ou gris Forest (autres couleurs en option)

OPTIONS :

Référence

FO3900101	Boîte au sol technique dans le prolongement et à la couleur du fauteuil
FO3901514	Commandes fauteuil avec Pédale & touch pad
FO39079SP	Couleur spéciale de sellerie
FO39079DC	Sellerie bicolore
FO3907MCB	Sellerie à mémoire de forme
FO39001BM	Dossier de fauteuil avec fonction massante
FO3901PCP	Finition peinture autre que le Blanc ou Gris Forest

Tabourets



Référence

TABFO6176

- Modèle confort profilé à circulation d'air
- Assise inclinable et réglable en hauteur de 482 à 609 mm
- Dossier réglable
- Pied à 5 branches avec roues jumelées
- Accepte un poids maximum de 150 Kg
- Couleur : Noir



Référence



TABFO6187

- Modèle confort profilé à circulation d'air
- Assise inclinable et réglable en hauteur de 584 à 774 mm
- Dossier réglable
- Accoudoir banane orientable
- Repose pied réglable en hauteur
- Pied à 5 branches avec roues jumelées
- Accepte un poids maximum de 150 Kg
- Couleur : Noir

Schémas d'implantation

Dimensions en cm



Configuration modèle ORBIT-F




Schémas d'implantation

Configuration modèle MAX-F


Dimensions en cm




Fauteuil seul



Boîte au sol



Scialytique





Fauteuils ZEVADENT

Fauteuil OPTIMAL 09- unit à fouets

Référence

OPTIMAL09

Équipement traditionnel avec unit à fouets pour droitier ou gaucher comprenant de base :

- Fauteuil électromécanique SK800 – 4 programmes de travail + retour à «0» commandés de 3 endroits différents :
 - de l'unit
 - de la pédale au sol
 - de la console assistante
- Tête double articulation mono serrage
- Accoudoir gauche fixe revêtu de la couleur du revêtement (accoudoir escamotable droite en option)
- Finition : revêtement lisse aseptique suivant 14 couleurs au choix (voir page 39)
- Bloc crachoir avec cuvette en verre à la couleur du revêtement et orientable côté patient
- Remplissage de verre temporisé et programmable
- Jet de rinçage cuvette temporisé
- Trappe pour accès à la bouteille d'eau propre et au filtre de vanne de crachoir DURR DENTAL
- Vanne de poste DURR DENTAL sur aspiration
- Scialytique FARO-LED MAIA sur bras ciseaux - bouton On/Off + switch réglage d'intensité

- Console assistante orientable comprenant les commandes du fauteuil,
 - du jet de verre, du jet de crachoir et du scialytique
 - Canules d'aspiration salivaire et chirurgicale CATTANI à sélection automatique avec tubes détachables + filtre
 - Seringue coudée trois fonctions américaine (ou LUZZANI en option)
 - Un support libre pour instrument optionnel tel que la lampe à polymériser, caméra, etc.

- Unit à fouets (maximum 6) monté sur bras articulé et compensé avec frein pneumatique
- Sécurité pour la sélection automatique des instruments (la sélection d'un instrument bloque les mouvements du fauteuil)
- Réglage eau de spray par instrument
- Récupérateur d'huile des instruments.
- Tablette porte plateau orientable et réglable + plateau Acier inoxydable
- Clavier pour commandes du fauteuil – commande on/off du scialytique – commandes du jet de verre et du crachoir
- On / Off eau de spray – On / Off air de refroidissement du ou des moteurs
- Afficheur LCD (affiche la vitesse du ou des moteurs ainsi que la puissance du détartreur)
- Contrôle électronique du ou des moteurs et de la puissance du détartreur
- Repose instrument en silicone
- Finition : Blanc



Équipement (de base) :

- Seringue droite 3 voies LUZZANI modèle MINIMATE
- Cordon 4 voies pour turbine lumière (sans turbine)
- Cordon micromoteur électrique + moteur NSK modèle NBX LED
- Détartreur Piezzo WPC LED livré avec 5 inserts
- Boîte de raccordements complète avec régulation air / eau
- Commande d'inversion eau de ville / eau de bouteille
- Pédale au sol avec commande horizontale progressive
+ commande des mouvements du fauteuil + bouton chip blower
- Options et instrumentations référencées en page 34



Fauteuil OPTIMAL 09 - cordons pendants

Référence

OPTIMAL 09L

Équipement traditionnel à cordons pendants pour droitier ou gaucher comprenant de base :

- Fauteuil électromécanique SK800 – 4 programmes de travail + retour à « 0 » commandés de 3 endroits différents :
 - de l'unit
 - de la pédale au sol
 - de la console assistante
- Tête double articulation mono serrage
- Accoudoir gauche fixe revêtu à la couleur du revêtement (accoudoir escamotable droite en option)
- Finition : revêtement lisse aseptique suivant 14 couleurs au choix (voir page 39)
- Bloc crachoir avec cuvette en verre à la couleur du revêtement et orientable côté patient
- Remplissage de verre temporisé et programmable
- Jet de rinçage cuvette temporisé
- Trappe pour accès à la bouteille d'eau propre et au filtre de vanne de crachoir DURR DENTAL
- Vanne de poste DURR DENTAL sur aspiration
- Scialytique FARO-LED MAIA sur bras ciseaux - bouton On/Off + switch réglage d'intensité

- Console assistante orientable comprenant les commandes : du fauteuil, du jet de verre, du jet de crachoir et du scialytique
- Canules d'aspiration salivaire et chirurgicale CATTANI à sélection automatique avec tubes détachables + filtre
- Seringue coudée trois fonctions américaine (ou LUZZANI en option)
- Un support libre pour instrument optionnel tel que la lampe à polymériser, caméra, etc.

- Unit à cordons pendants (maximum 5) monté sur bras articulé et compensé avec frein pneumatique
- Sécurité pour la sélection automatique des instruments (la sélection d'un instrument bloque les mouvements du fauteuil)
- Réglage eau de spray par instrument
- Récupérateur d'huile des instruments
- Plateau large 42 x 27 cm amovible en Acier Inoxidable
- Clavier pour commandes du fauteuil – commande On / Off du scialytique – commandes du jet de verre et du crachoir
- On / Off eau de spray – On / Off air de refroidissement du ou des moteurs
- Afficheur LCD (affiche la vitesse du ou des moteurs ainsi que la puissance du démarreur)
- Contrôle électronique du ou des moteurs et de la puissance du démarreur
- Finition : Blanc

Prix & données techniques non contractuels, pouvant être modifiés sans préavis



Équipement (de base) :

- Seringue droite 3 voies LUZZANI modèle MINIMATE
 - Cordon 4 voies pour turbine lumière (sans turbine).
 - Cordon micromoteur électrique + moteur NSK model NBX LED
 - Détartreur Piezzo WPC LED livré avec 5 inserts
 - Boîte de raccordement complète avec régulation air / eau
 - Commande d'inversion eau de ville / eau de bouteille
 - Pédale au sol avec commande horizontale progressive + commande des mouvements du fauteuil
 - + bouton chip blower
- Options et instrumentations référencées en page 34**

Fauteuil OPTIMAL 09 - CART

Référence

OPTIMAL09C

Équipement traditionnel avec cart pour droitier ou gaucher comprenant de base :

- Fauteuil électromécanique SK800 – 4 programmes de travail + retour à « 0 » commandés de 3 endroits différents :
 - de l'unit
 - de la pédale au sol
 - de la console assistante
- Tête double articulation mono serrage
- Accoudoir gauche fixe revêtu à la couleur du revêtement (accoudoir escamotable droite en option)
- Finition : revêtement lisse aseptique suivant 14 couleurs au choix (voir page 39)
- Bloc crachoir avec cuvette en verre à la couleur du revêtement et orientable côté patient
- Remplissage de verre temporisé et programmable
- Jet de rinçage cuvette temporisé
- Trappe pour accès à la bouteille d'eau propre et au filtre de vanne de crachoir DURR DENTAL
- Vanne de poste DURR DENTAL sur aspiration
- Scialytique FARO-LED MAIA sur bras ciseaux - bouton On/Off + switch réglage d'intensité

- Console assistante orientable comprenant les commandes : du fauteuil, du jet de verre, du jet de crachoir et du scialytique
- Canules d'aspiration salivaire et chirurgicale CATTANI à sélection automatique avec tubes détachables + filtre
- Seringue coudée trois fonctions américaine (ou LUZZANI en option)
- Un support libre pour instrument optionnel tel que la lampe à polymériser, caméra, etc.
- Bras ciseau à blocage mécanique avec support plateau orientable + plateau large en Acier Inoxydable

- CART à cordons pendants (maximum 5) monté sur pied en U réglable en Hauteur de 83 à 110 cm
- Sécurité pour la sélection automatique des instruments (la sélection d'un instrument bloque les mouvements du fauteuil)
- Réglage eau de spray par instrument
- Récupérateur d'huile des instruments.
- Plateau large 42 x 27 cm amovible en Acier Inoxydable
- Clavier pour commandes du fauteuil – commande On / Off du scialytique – commandes du jet de verre et du crachoir
- On / Off eau de spray – On / Off air de refroidissement du ou des moteurs
- Afficheur LCD (affiche la vitesse du ou des moteurs ainsi que la puissance du démarreur)
- Contrôle électronique du ou des moteurs et de la puissance du démarreur
- Finition : Blanc

Prix & données techniques non contractuels, pouvant être modifiés sans préavis



Équipement (de base) :

- Seringue droite 3 voies LUZZANI modèle MINIMATE
- Cordon 4 voies pour turbine lumière (sans turbine)
- Cordon pour micromoteur électrique NSK (sans moteur)
- Boîte de raccordement complète avec régulation air / eau
- Pédale au sol avec commande horizontale progressive + commande des mouvements de fauteuil + bouton chip blower
- Options et instrumentations référencées en page 34



Fauteuil OPTIMAL 09 AF

Référence avec unit à fouets

OPTIMAL 09AF

Référence avec unit à cordons pendants

OPTIMAL 09AP

Équipement traditionnel avec unit à fouets ou à cordons pendants comprenant de base :

- Fauteuil électromécanique SK800 – 4 programmes de travail + retour à «0» commandés de 3 endroits différents :

- de l'unit
- de la pédale au sol
- de la console assistante

- Tête double articulation mono serrage
- Accoudoir gauche fixe revêtu de la couleur du revêtement (accoudoir escamotable droite en option)
- Finition : revêtement lisse aseptique suivant 14 couleurs au choix (voir page 39)

- Console assistante orientable comprenant les commandes du fauteuil
- Canules d'aspiration salivaire et chirurgicale CATTANI à sélection automatique avec tubes détachables + filtre
- Seringue coudée trois fonctions américaine (ou LUZZANI en option)
- Un support libre pour instrument optionnel tel que la lampe à polymériser, caméra, etc.
- Vanne de poste DURR DENTAL sur aspiration

- Unit à fouets (maximum 6) monté sur bras articulé et compensé avec frein pneumatique
- Sécurité pour la sélection automatique des instruments (la sélection d'un instrument bloque les mouvements du fauteuil)
- Réglage eau de spray par instrument
- Récupérateur d'huile des instruments.
- Tablette porte plateau orientable et réglable + plateau Acier inoxydable
- Clavier pour commandes du fauteuil
- On / Off eau de spray – On / Off air de refroidissement du ou des moteurs
- Afficheur LCD (affiche la vitesse du ou des moteurs ainsi que la puissance du démarreur)
- Contrôle électronique du ou des moteurs et de la puissance du démarreur
- Repose instrument en silicone
- Finition : Blanc



Équipement (de base) :

- Seringue droite 3 voies LUZZANI modèle MINIMATE
- Cordon 4 voies pour turbine lumière (sans turbine)
- Cordon micromoteur électrique + moteur NSK modèle NBX LED
- Détartreur Piezzo WPC LED livré avec 5 inserts
- Boîte de raccordements complète avec régulation air / eau
- Pédale au sol avec commande horizontale progressive
- + commande des mouvements du fauteuil + bouton chip blower
- Options et instrumentations référencées en page 34

Référence

OPTIMAL SKA



Fauteuil avec bras d'aspiration

Options & Instrumentations

OPTIONS :

Référence

OPTCTM	Cordon supplémentaire pour turbine ou micromoteur (4ème ou 5ème instrument)
OPTU6I	Unit pour implantation jusqu'à 6 instruments (sur modèle OPTIMAL 09)
OPTU6F	Extension pour 6ème instrument (sur modèle OPTIMAL 09)
OPTSEV	Alimentation eau de ville + bouteille avec switch de sélection (sur modèle OPTIMAL 09C)
45R378	Connecteur rapide à bouton poussoir pour bouteille (sur modèle OPTIMAL 09C)
OPTCONF	Sellerie confort (double couche)
OPTFORM	Sellerie à mémoire de forme
OPTACCD	Accoudoir de droite escamotable vers le bas revêtu à la couleur du fauteuil
OPTT1253	Tabouret praticien ou assistante avec repose pieds revêtu à la couleur du fauteuil
OPTT1207	Tabouret « scelle de cheval » réglable en hauteur revêtu à la couleur du fauteuil
SUPOPASP	Sans bras d'aspiration
SUPOPVDP	Sans vanne de poste DURR DENTAL
SUPOPVDC	Sans vanne de crachoir DURR DENTAL
OPTSC51	Séparateur air / eau DURR DENTAL pour aspiration à sec (sans séparateur)
OPTCA51	Séparateur combiné air / eau + séparateur d'amalgame DURR DENTAL
OPTSCPD	Mini séparateur CATTANI + pompe de drainage
OPTTEACH	Réchauffeur d'eau
OPTPLAS	Petit plateau assistante (se fixe sur la colonne scialytique)
SUPOPSLED	Scialytique à lampe halogène au lieu de LED
OPTTPA	Tapis de protection d'assise à la couleur du revêtement fauteuil
NEOVO17	Écran LCD NEOVO 17"
SUPOPCRA	Sans crachoir (OPALINE)
OPTSEC	Support écran
SUPMAIAPL	Scialytique MAIA-version plafond

INSTRUMENTATION :

Référence

MM40NXS	Micromoteur NSK M40XS NON lumière
MNBXLED	Micromoteur NSK NBX LED
MNLXNANO	Micromoteur INDUCTION NSK NLX NANO
MNLXNANOPAD	Micromoteur INDUCTION NSK NLX NANO + MULTIPAD
MNLXNANOPLUS	Micromoteur INDUCTION NSK NLX NANO PLUS
MCH660	Micro moteur CHIRANA CH660 modèle 460 NON lumière
KITWPCLED	Détartreur piezzo lumière WPC LED - livré avec 5 inserts
KITVA170	Détartreur piezzo NSK VARIOS –VA170 - livré avec 3 inserts
KITVA170LED	Détartreur piezzo Lumière NSK VARIOS –VA170 LED livré avec 3 inserts
KITSP4055	Détartreur piezzo NEWTRON SATELEC avec PAM + 3 inserts + clef de serrage
KITSP4055LED	Détartreur piezzo NEWTRON SATELEC LUMIERE avec PAM + 3 inserts + clef de serrage
KITTITASLED	Détartreur Piezzo LED TITANUS-TKD avec cordon et PAM type SATELEC + 3 inserts + clef de serrage
KITNOPAIN	Détartreur piezzo NO PAIN EMS avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage
KITNOPAINLED	Détartreur piezzo NO PAIN LUMIERE EMS avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage
CATIMAXX25	Contre angle Bleu 1:1 non lumière NSK TI-MAX X25
CATIMAXX25L	Contre angle Bleu 1:1 lumière NSK TI-MAX X25L
CATIMAXX95	Contre angle Rouge 1:5 non lumière NSK TI-MAX X95
CATIMAXX95L	Contre angle Rouge 1:5 lumière NSK TI-MAX X95L
162.52	Turbine TKD BRAVIA 345000 rpm 3 jets connectable Kavo non lumière
162.02	Turbine TKD BRAVIA LUMIERE 345000 rpm 3 jets connectable Kavo lumière
316.40	Connecteur Multiflex non lumiere
316.62	Connecteur Multiflex LED
LPLWPC	Lampe à polymériser à led WPC
OPTCAM	Camera intraorale avec mémoire
OPTMIN	Seringue LUZZANI pour coté assistante (à la place de la seringue US)

Fauteuil seul

Référence

SK800



- Fauteuil électromécanique SK800
- 4 programmes de travail + retour à «0»
- Commandes : par pédale au sol
- Tête double articulation mono serrage
- Accoudoir gauche fixe revêtu à la couleur du revêtement (accoudoir escamotable droite en option)
- Finition : revêtement lisse aseptique suivant 14 couleurs au choix
- Base : Blanc

OPTIONS :

Référence

OPTCONF Sellerie confort (double couche)

OPTFORM Sellerie à mémoire de forme

OPTACCD Accoudoir de droite escamotable vers le bas revêtu à la couleur du fauteuil

OPTTPA Tapis de protection d'assise à la couleur du revêtement fauteuil

PLAQSK800 Plaque au sol blanche pour SK800

Tabourets & Revêtement



Référence

T1253

- Tabouret Praticien ou assistante
 - Assise orientable
 - Dossier type banane
 - Réglable en hauteur de 54 à 74 cm
 - Repose pied
 - Pied à 5 branches avec roues jumelées
 - Finition lisse aseptique
- 14 couleurs au choix



Référence

T1207

- Tabouret Selle de cheval
 - Réglable en hauteur de 42 à 55 cm
 - Pied à 5 branches avec roues jumelées
 - Finition lisse aseptique
- 14 couleurs au choix


Revêtement :



Schéma d'implantation

L'emplacement des différentes alimentations et évacuations est déterminé une fois que la position de l'équipement a été décidée.

Dimensions en cm :



Emplacement du fauteuil dentaire :


Placez correctement le fauteuil dentaire selon la position choisie.

La surface utilisée pour la pose du fauteuil dentaire doit être lisse, ferme et propre car sa conception ne tolère pas de vis de réglage en raison de la stabilité de sa structure. Si tel n'était pas le cas, son utilisation s'en trouverait affectée.

Percez 3 trous de $\varnothing 12\text{mm}$, d'une profondeur minimum de 80mm, pour la fixation du fauteuil au sol.


Carts

Structure cart



Coloris des matières au choix


FINITION MÉTAL



White

Forest grey

FINITION ABS



White

Forest grey



Laser leather



Lemans



Greywood

FINITION SUPPORT



White



Forest grey



Black

Cart



Référence



3 instruments + seringue C5350



Référence

4 instruments + seringue C5350.4

- Modèle 3 ou 4 sorties instruments à sélection automatique + seringue coudée 3 voies
- Canules d'aspiration salivaire et chirurgicale type US, supports à contact électrique, récupérateur de débris (sur modèle C5355)
- Réglage des drives par instrument
- Réglage d'eau de spray par instrument
- Réglage d'air de spray commun
- Système de rinçage FLUSH
- Récupérateur d'huile des instruments
- Pédale disque progressive avec commande de spray
- Vannes Master d'entrée d'air et d'eau à commande pneumatique de l'unit + filtres + régulateurs
- Système d'eau propre avec bouteille PE 1,5 litre à connexion rapide
- Inverseur eau de ville / eau de bouteille
- Pied en «U» peint, réglable en hauteur de 71 à 87 cm
- Ombilical longueur : 175 cm
- Boîte au sol de finition blanche
- Plateau matière plastique 34 x 24 cm
- Finition : standard Blanc ou gris Forest (autres couleurs au choix, voir page 43)



Dimensions en cm :



Référence

OP1110731

Références

C5350

C5350.4

C5355 (avec canules d'aspiration)

OPTIONS :

Référence

SL3GGASG

Seringue LUZZANI modèle MINILIGHT 3 fonctions coudée corps
Inox à la place de la seringue US

KITFIBRE

Prédisposition cordon fibré pour Turbine lumière

KITM40XS

Prédisposition 1 micromoteur LED NSK
modèle M40XS (avec moteur)

KITDMCX1MCLED

Prédisposition 1 micromoteur Induction Led BIENAIR
modèle MCX (avec moteur)

KITDMCX2MCLED

Prédisposition 2 micromoteurs Induction Led BIENAIR
modèle MCX (avec moteurs)

KITOPT

Boîtier de gestion BIENAIR OPTIMA
pour gestion électronique de 2 moteurs MCX

KITSP4055

Prédisposition détartreur piezzo NEWTRON SATELEC
avec PAM + 3 inserts + clef de serrage

KITSP4055LED

Prédisposition détartreur piezzo NEWTRON SATELEC LUMIERE
avec PAM + 3 inserts + clef de serrage

KITTITASLED

Détartreur Piezzo LED TITANUS-TKD avec cordon et PAM type SATELEC
+ 3 inserts + clef de serrage

KITNOPAIN

Prédisposition détartreur piezzo NO PAIN EMS
avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage

KITNOPAINLED

Prédisposition détartreur piezzo NO PAIN LUMIERE EMS
avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage

KITTITAS

Prédisposition détartreur piezzo TITANUS TKD avec cordon
et PAM compatibles SATELEC + 3 inserts + clef de serrage

OP1110731

Support plateau orientable au dessus de la tablette

Cart



Référence


C6000

- CART à cordons pendants (maximum 5) monté sur pied en U
- Réglage eau de spray par instrument
- Récupérateur d'huile des instruments
- Plateau large 42 x 27 cm amovible en Acier Inoxidable
- On / off eau de spray
- On / off air de refroidissement du ou des moteurs
- Afficheur LCD (affiche la vitesse du ou des moteurs ainsi que la puissance du détartreur)
- Contrôle électronique du ou des moteurs et de la puissance du détartreur
- Pédale à commande progressive avec commande chip blower
- Alimentation en eau par bouteille 1,5 litre en PE rigide
- Clavier pour commandes du fauteuil, on / off du scialytique et des jets de verre et crachoir, lorsque le CART est raccordé au package (en version CART seul, cette fonction n'est pas utilisée)
- Pied en U peint, réglable en hauteur de : 83 à 110 cm
- Boîte au sol complète avec transformateur et régulation

Équipement (de base)

- Seringue droite 3 voies LUZZANI modèle MINIMATE
- Cordon 4 voies pour turbine lumière (sans turbine).
- Cordon pour micromoteur électrique NSK (sans moteur)

Dimensions en cm :



Références

C6000

INSTRUMENTATION :

Référence

OPTCTM	Cordon supplémentaire pour turbine ou micromoteur (4ème ou 5ème instrument)
OPTSEV	Alimentation eau de ville + bouteille avec switch de sélection
45R378	Connecteur rapide à bouton poussoir pour bouteille
MM40NXS	Micromoteur NSK M40XS NON lumière
MNBXLED	Micromoteur NSK NBX LED
MNLXNANO	Micromoteur INDUCTION NSK NLX NANO
MNLXNANOPAD	Micromoteur INDUCTION NSK NLX NANO + MULTIPAD
MNLXNANOPLUS	Micromoteur INDUCTION NSK NLX NANO PLUS
MCH660	Micro moteur CHIRANA CH660 modèle 460 NON lumière
KITWPCLED	Détartreur piezzo Lumière WPC LED - livré avec 5 inserts
KITVA170	Détartreur piezzo NSK VARIOS –VA170 - livré avec 3 inserts
KITVA170LED	Détartreur piezzo Lumière NSK VARIOS –VA170 LED livré avec 3 inserts
KITSP4055	Détartreur piezzo NEWTRON SATELEC avec PAM + 3 inserts + clé de serrage
KITSP4055LED	Détartreur piezzo NEWTRON SATELEC LUMIERE avec PAM + 3 inserts + clé de serrage
KITTITASLED	Détartreur Piezzo LED TITANUS-TKD avec cordon et PAM type SATELEC + 3 inserts + clef de serrage
KITNOPAIN	Détartreur piezzo NO PAIN EMS avec PAM + 3 inserts + 3 clés de serrage
KITNOPAINLED	Détartreur piezzo NO PAIN LUMIERE EMS avec PAM + 3 inserts + 3 clés de serrage
CATIMAXX25	Contre angle Bleu 1:1 non lumière NSK TI-MAX X25
CATIMAXX25L	Contre angle Bleu 1:1 lumière NSK TI-MAX X25L
CATIMAXX95	Contre angle Rouge 1:5 non lumière NSK TI-MAX X95
CATIMAXX95L	Contre angle Rouge 1:5 lumière NSK TI-MAX X95L
162.52	Turbine TKD BRAVIA 345000 rpm 3 jets connectable Kavo non lumière
162.02	Turbine TKD BRAVIA LUMIERE 345000 rpm 3 jets connectable Kavo lumière
316.40	Connecteur Multiflex non lumière
316.62	Connecteur Multiflex LED

Prix & données techniques non contractuels, pouvant être modifiés sans préavis

Cart



Référence


3 instruments + seringue S4100

Référence

3 instruments + aspi + seringue S4150

- Modèle 3 sorties instruments à sélection automatique + seringue coudée 3 voies
- Réglage des drives par instrument
- Réglage d'eau de spray par instrument
- Réglage d'air de spray commun
- Système de rinçage FLUSH
- Pédale disque progressive
- Commande d'eau de spray à l'unit
- Canules d'aspiration salivaire et chirurgicale type «US» avec supports à contact électrique (sur modèle S4150)
- Récupérateur de débris dans l'unit avec filtre interchangeable (sur modèle S4150)
- Vannes Master d'entrée d'air et d'eau à commande pneumatique de l'unit + filtres + régulateurs intégrés
- Boîte au sol
- Ombilical longueur : 177 cm
- Pied en «H» peint, réglable en hauteur de 76 à 97 cm
- Finition : Gris clair

Dimensions en cm :



Références

S4100

S4150


OPTIONS :

Référence

126.023	Pédale a commande de spray et chip blower à la place de la pédale standard
KIT110004	Système eau de bouteille avec régulateurs et sélecteur eau de ville / eau de bouteille (bouteille PE 1,5 litre)
45R378	Connecteur rapide a bouton poussoir pour bouteille d'eau propre
KITSERINGUE.AIR	Prédisposition Seringue 1 bouton(AIR) avec cordon et support
KITFIBRE	Prédisposition cordon fibré pour Turbine lumière
KITM40XS	Prédisposition 1 micromoteur LED NSK modèle M40XS (avec moteur)
KITDMCX1MCLED	Prédisposition 1 micromoteur Induction Led BIENAIR modèle MCX (avec moteur)
KITDMCX2MCLED	Prédisposition 2 micromoteurs Induction Led BIENAIR modèle MCX (avec moteurs)
KITSP4055	Prédisposition détartreur piezzo NEWTRON SATELEC avec PAM + 3 inserts + clef de serrage
KITSP4055LED	Prédisposition détartreur piezzo NEWTRON SATELEC LUMIERE avec PAM + 3 inserts + clef de serrage
KITTITASLED	Détartreur Piezzo LED TITANUS-TKD avec cordon et PAM type SATELEC + 3 inserts + clef de serrage
KITNOPAIN	Prédisposition détartreur piezzo NO PAIN EMS avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage
KITNOPAINLED	Prédisposition détartreur piezzo NO PAIN LUMIERE EMS avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage
KITTITAS	Prédisposition détartreur piezzo TITANUS TKD avec cordon et PAM compatibles SATELEC + 3 inserts + clef de serrage

Units

Structure unit



Coloris des matières au choix


FINITION MÉTAL



White

Forest grey


FINITION ABS



White



Forest grey



Laser leather



Lemans



Greywood

FINITION SUPPORT



White



Forest grey



Black

Mini unit sous meuble



Référence



2 instruments + seringue MT610

Référence

3 instruments + seringue MT600

- Modèle 2 ou 3 sorties instruments à sélection automatique + seringue coudée 3 voies
- Réglage des drives par instrument
- Réglage d'eau de spray par instrument
- Réglage d'air de spray commun
- Système de rincage FLUSH
- Récupérateur d'huile des instruments
- Pédale disque progressive avec commande de spray
- Vanne Master d'entrée d'air à commande pneumatique de l'unit + filtre + régulateur
- Alimentation en eau par système bouteille PE 1,5 litre à fixation murale avec connecteur rapide
- Unit orientable droite / gauche 30 °
- Omibilical longueur : 175 cm
- Finition : Blanc ou gris Forest

Dimensions en cm :



Montages :

Fixe

Sur travelling

Sur bras



Références

MT610

MT610T

MT610B

Références

MT600

MT600T

MT600B

OPTIONS :

Référence

SL3GGASG

Seringue LUZZANI modèle MINILIGHT 3 fonctions coudée corps
Inox à la place de la seringue US

KITSERINGUE.AIR

Prédisposition seringue 1 bouton (AIR) (sur modèle MT610)

KITFIBRE

Prédisposition cordon fibré pour Turbine lumière

KITM40XS

Prédisposition 1 micromoteur LED NSK
modèle M40XS (avec moteur)

KITDMCX1MCLED

Prédisposition 1 micromoteur Induction Led BIENAIR
modèle MCX (avec moteur)

KITDMCX2MCLED

Prédisposition 2 micromoteurs Induction Led BIENAIR
modèle MCX (avec moteurs)

KITSP4055

Prédisposition détartreur piezzo NEWTRON SATELEC
avec PAM + 3 inserts + clef de serrage

KITSP4055LED

Prédisposition détartreur piezzo NEWTRON SATELEC LUMIERE
avec PAM + 3 inserts + clef de serrage

KITTITASLED

Détartreur Piezzo LED TITANUS-TKD avec cordon et PAM type SATELEC
+ 3 inserts + clef de serrage

KITNOPAIN

Prédisposition détartreur piezzo NO PAIN EMS
avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage

KITNOPAINLED

Prédisposition détartreur piezzo NO PAIN LUMIERE EMS
avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage

KITTITAS

Prédisposition détartreur piezzo TITANUS TKD avec cordon
et PAM compatibles SATELEC + 3 inserts + clef de serrage

1115.020

Boîte au sol de finition Blanche

OPEV

Alimentation eau de ville + bouteille avec inverseur

Unit sous meuble



Référence

3 instruments + seringue C2400





Référence

4 instruments + seringue C2400.4

- Modèle 3 ou 4 sorties instruments à sélection automatique + seringue coudée 3 voies
- Réglage des drives par instrument
- Réglage d'eau de spray par instrument
- Réglage d'air de spray commun
- Système de rincage FLUSH
- Récupérateur d'huile des instruments
- Pédale disque progressive avec commande de spray
- Vannes Master d'entrée d'air à commande pneumatique de l'unit + filtres + régulateurs
- Alimentation en eau par système bouteille PE 1,5 litre à fixation murale avec connecteur rapide et par eau de ville avec sélecteur de circuit
- Unit orientable droite / gauche 30 °
- Ombilical longueur : 175 cm
- Plateau matière plastique 34 x 24 cm
- Finition : standard Blanc ou gris Forest (autres couleurs au choix , voir page 53)

Dimensions en cm :



Montages :

Fixe



Sur travelling



Sur bras



Références

C2400

C2400T

C2400B

Références

C2400.4

C2400.4T

C2400.4B

OPTIONS :

Référence

SL3GGASG

Seringue LUZZANI modèle MINILIGHT 3 fonctions coudée corps
Inox à la place de la seringue US

KITSERINGUE.AIR

Prédisposition seringue 1 bouton (AIR) avec cordon et support

KITFIBRE

Prédisposition cordon fibré pour Turbine lumière

KITM40XS

Prédisposition 1 micromoteur LED NSK
modèle M40XS (avec moteur)

KITDMCX1MCLED

Prédisposition 1 micromoteur Induction Led BIENAIR
modèle MCX (avec moteur)

KITDMCX2MCLED

Prédisposition 2 micromoteurs Induction Led BIENAIR
modèle MCX (avec moteurs)

KITOPT

Boîtier de gestion BIENAIR OPTIMA
pour gestion électronique de 2 moteurs MCX

KITSP4055

Prédisposition détartreur piezzo NEWTRON SATELEC
avec PAM + 3 inserts + clefs de serrage

KITSP4055LED

Prédisposition détartreur piezzo NEWTRON SATELEC LUMIERE
avec PAM + 3 inserts + clefs de serrage

KITTITASLED

Détartreur Piezzo LED TITANUS-TKD avec cordon et PAM type SATELEC
+ 3 inserts + clef de serrage

KITNOPAIN

Prédisposition détartreur piezzo NO PAIN EMS
avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage

KITNOPAINLED

Prédisposition détartreur piezzo NO PAIN LUMIERE EMS
avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage

KITTITAS

Prédisposition détartreur piezzo TITANUS TKD avec cordon
et PAM compatibles SATELEC + 3 inserts + clef de serrage

1115.020

Boîte au sol de finition Blanche

Unit Wall Mount



Référence



3 instruments + seringue WM3220

Référence

4 instruments + seringue WM3220.4

- Modèle 3 ou 4 sorties instruments à sélection automatique + seringue coudée 3 voies
- Réglage des drives par instrument
- Réglage d'eau de spray par instrument
- Réglage d'air de spray commun
- Système de rinçage FLUSH
- Récupérateur d'huile des instruments
- Pédale disque progressive avec commande de spray
- Vannes Master d'entrée d'air et d'eau à commande pneumatique de l'unit + filtres + régulateurs
- Alimentation en eau par système bouteille PE 1,5 litre a fixation murale avec connecteur rapide et par eau de ville avec sélecteur de circuit
- Bras ciseaux à blocage pneumatique - commande à l'unit
- Bras fixe : 51 cm - Bras ciseaux : 46 cm - soit débattement total avec unit: 156 cm
- Fixation murale avec système de rattrapage niveau
- Boîte au sol de finition blanche
- Plateau matière plastique 34 x 24 cm
- Finition: standard Blanc ou gris Forest (autres couleurs au choix, voir page 53)

Dimensions en cm :



Photos non contractuelles

Références

WM3220

WM3220.4

OPTIONS :

Référence

SL3GGASG	Seringue LUZZANI modèle MINILIGHT 3 fonctions coudée corps Inox à la place de la seringue US
KITSERINGUE.AIR	Prédisposition seringue 1 bouton (AIR) avec cordon et support
KITFIBRE	Prédisposition cordon fibré pour Turbine lumière
KITM40XS	Prédisposition 1 micromoteur LED NSK modèle M40XS (avec moteur)
KITDMCX1MCLED	Prédisposition 1 micromoteur Induction Led BIENAIR modèle MCX (avec moteur)
KITDMCX2MCLED	Prédisposition 2 micromoteurs Induction Led BIENAIR modèle MCX (avec moteurs)
KITOPT	Boîtier de gestion BIENAIR OPTIMA pour gestion électronique de 2 moteurs MC
KITSP4055	Prédisposition détartreur piezzo NEWTRON SATELEC avec PAM + 3 inserts + clef de serrage
KITSP4055LED	Prédisposition détartreur piezzo NEWTRON SATELEC LUMIERE avec PAM + 3 inserts + clef de serrage
KITTITASLED	Détartreur Piezzo LED TITANUS-TKD avec cordon et PAM type SATELEC + 3 inserts + clef de serrage
KITNOPAIN	Prédisposition détartreur piezzo NO PAIN EMS avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage
KITNOPAINLED	Prédisposition détartreur piezzo NO PAIN LUMIERE EMS avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage
KITTITAS	Prédisposition détartreur piezzo TITANUS TKD avec cordon et PAM compatibles SATELEC + 3 inserts + clef de serrage

Unit sous meuble bras ciseaux



Référence
3 instruments + seringue SM3220





Référence
4 instruments + seringue SM3220.4

Modèle 3 ou 4 sorties instruments à selection automatique + seringue coudée 3 voies

- Réglage des drives par instrument
- Réglage d'eau de spray par instrument
- Réglage d'air de spray commun
- Système de rinçage FLUSH
- Récupérateur d'huile des instruments
- Pédale disque progressive avec commande de spray
- Vannes Master d'entrée d'air et d'eau à commande pneumatique de l'unit + filtres + régulateurs
- Alimentation en eau par système bouteille PE 1,5 litre a fixation murale avec connecteur rapide et par eau de ville avec sélecteur de circuit
- Bras ciseaux à blocage pneumatique - commande à l'unit
- Bras fixe : 31 cm - Bras ciseaux : 46 cm - soit débattement total avec unit : 136 cm
- Fixation murale avec système de rattrapage niveau
- Plateau matière plastique 34 x 24 cm
- Finition: standard Blanc ou gris Forest (autres couleurs au choix, voir page 53)

Dimensions en cm :



Références

SM3220

SM3220.4

OPTIONS :

Référence

SL3GGASG	Seringue LUZZANI modèle MINILIGHT 3 fonctions coudée corps Inox à la place de la seringue US
KITSERINGUE.AIR	Prédisposition seringue 1 bouton (AIR) avec cordon et support
KITFIBRE	Prédisposition cordon fibré pour Turbine lumière
KITM40XS	Prédisposition 1 micromoteur LED NSK modèle M40XS (avec moteur)
KITDMCX1MCLED	Prédisposition 1 micromoteur Induction Led BIENAIR modèle MCX (avec moteur)
KITDMCX2MCLED	Prédisposition 2 micromoteurs Induction Led BIENAIR modèle MCX (avec moteurs)
KITOPT	Boîtier de gestion BIENAIR OPTIMA pour gestion électronique de 2 moteurs MCX
KITSP4055	Prédisposition détartreur piezzo NEWTRON SATELEC avec PAM + 3 inserts + clef de serrage
KITSP4055LED	Prédisposition détartreur piezzo NEWTRON SATELEC LUMIERE avec PAM + 3 inserts + clef de serrage
KITTITASLED	Détartreur Piezzo LED TITANUS-TKD avec cordon et PAM type SATELEC + 3 inserts + clef de serrage
KITNOPAIN	Prédisposition détartreur piezzo NO PAIN EMS avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage
KITNOPAINLED	Prédisposition détartreur piezzo NO PAIN LUMIERE EMS avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage
KITTITAS	Prédisposition détartreur piezzo TITANUS TKD avec cordon et PAM compatibles SATELEC + 3 inserts + clef de serrage
1115.020	Boîte au sol de finition Blanche

Unit sous meuble travelling



Référence


3 instruments + seringue SO3304

Référence

3 instruments + aspi + seringue SO3354

- Modèle 3 sorties instruments à sélection automatique + seringue coudée 3 voies
- Réglage des drives par instrument
- Réglage d'eau de spray par instrument
- Réglage d'air de spray commun
- Système de rinçage FLUSH
- Pédale disque progressive
- Commande d'eau de spray à l'unit
- Canules d'aspiration salivaire et chirurgicale type «US» avec supports à contact électrique (sur modèle SO3354)
- Récupérateur de débris dans l'unit avec filtre interchangeable (sur modèle SO3354)
- Vannes Master d'entrée d'air et d'eau à commande pneumatique de l'unit + filtres + régulateurs intégrés
- Ombilical longueur : 177 cm
- Travelling coulissant sur 24 cm , unit orientable de 15° de chaque coté
- Encombrement en largeur : 35 cm (SO3304) et 41 cm (SO3354)
- Finition: Gris clair

Dimensions en cm :



Références

SO3304

SO3354

OPTIONS :

Référence

126.023	Pédale a commande de spray et chip blower à la place de la pédale standard
KIT110032	Système eau de bouteille avec régulateur et sélecteur eau de ville/eau de bouteille (bouteille PE 1,5 litre)
45R378	Connecteur rapide à bouton poussoir pour bouteille d'eau propre
55R051	Boîte au sol de finition, gris clair
KITSERINGUE.AIR	Prédisposition Seringue 1 bouton (AIR) avec cordon et support
KITFIBRE	Prédisposition cordon fibré pour Turbine lumière
KITM40XS	Prédisposition 1 micromoteur LED NSK modèle M40XS (avec moteur)
KITDMCX1MCLED	Prédisposition 1 micromoteur Induction Led BIENAIR modèle MCX (avec moteur)
KITDMCX2MCLED	Prédisposition 2 micromoteurs Induction Led BIENAIR modèle MCX (avec moteurs)
KITSP4055	Prédisposition détartreur piezzo NEWTRON SATELEC avec PAM + 3 inserts + clef de serrage
KITSP4055LED	Prédisposition détartreur piezzo NEWTRON SATELEC LUMIERE avec PAM + 3 inserts + clef de serrage
KITTITASLED	Détartreur Piezzo LED TITANUS-TKD avec cordon et PAM type SATELEC + 3 inserts + clef de serrage
KITNOPAIN	Prédisposition détartreur piezzo NO PAIN EMS avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage
KITNOPAINLED	Prédisposition détartreur piezzo NO PAIN LUMIERE EMS avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage
KITTITAS	Prédisposition détartreur piezzo TITANUS TKD avec cordon et PAM compatibles SATELEC + 3 inserts + clef de serrage

Unit arrière duo avec plan de travail

Référence

C7000



- Modèle 3 sorties instruments à sélection automatique + seringue coudée 3 voies montée sous plan de travail
- L'ensemble est disponible selon trois implantations différentes et nombreuses options
- Réglage des drives par instrument
- Réglage d'eau de spray par instrument
- Réglage d'air de spray commun
- Système de rinçage FLUSH
- Récupérateur d'huile des instruments
- Fonction de verrouillage pour trois pièces à main
- Pédale disque progressive avec commande de spray
- Vannes Master d'entrée d'air et d'eau à commande pneumatique de l'unit + filtres + régulateurs
- Alimentation en eau par système bouteille PE 1,5 litre et par eau de ville avec sélecteur de circuit
- Plan de travail 48 x 61 cm, ajustable en hauteur avec différentes finitions au choix (voir page 66)
- Support aspiration avec canules salivaire et chirurgicale DURR DENTAL et contacts de sélection
- Seringue assistante coudée 3 fonctions
- Récupérateur de débris avec filtre interchangeable facilement accessible
- Ombilical longueur : 175 cm
- Finition (hors plan de travail): standard Blanc ou gris Forest (autres couleurs au choix, voir page 66)
- Montage de l'ensemble sous plan de travail d'un meuble existant:
 - Bras «BC» à fixation sous plan de travail composé de : une plaque de 19 mm d'épaisseur en acier trempé 279 x 368 mm à fixer sous le plan de travail existant et d'un bras double articulation d'un diamètre de 63,5 mm montés sur roulements à billes.
 - Montage de l'ensemble sur colonne à fixation au sol
 - Bras «UC» à fixation au sol, profilé en acier trempé de 25,4 mm, suivi d'une colonne en «S» montée sur roulements à billes
 - Montage de l'ensemble sur bras à fixation murale (Wall mount)
 - Bras « WM» à fixation murale avec bras double articulation d'un diamètre de 63,5 mm montés sur roulements à billes
 - Plaque murale de renfort en bois stratifié

Montages :



Références

C7000BC

C7000UC

C7000WM

OPTIONS :

Référence

FOOPS

Ajout d'un 4ème instrument = Seringue + 4 sorties instruments à sélection automatique

FO1110179

Ensemble support et trois boîtes de rangements

FO1110909

Support plateau orientable + plateau

FO1300025

Support pour écran plat

FO1700081

Touch pad pour commande fauteuil (uniquement pour fauteuil FOREST 3901INT)

FO115020

Boîte au sol de finition blanche

SL3GGASG

Seringue LUZZANI modèle MINILIGHT 3 fonctions coudée corps Inox à la place de la Seringue US

KITSERINGUE.AIR

Prédisposition seringue 1 bouton (AIR) avec cordon et support

KITFIBRE

Prédisposition cordon fibré pour Turbine lumière

KITM40XS

Prédisposition 1 micromoteur LED NSK modèle M40XS (avec moteur)

KITDMCX1MCLED

Prédisposition 1 micromoteur Induction Led BIENAIR modèle MCX (avec moteur)

KITDMCX2MCLED

Prédisposition 2 micromoteurs Induction Led BIENAIR modèle MCX (avec moteurs)

KITOPT

Boîtier de gestion BIENAIR OPTIMA pour gestion électronique de 2 moteurs MCX

KITSP4055

Prédisposition détartreur piezzo NEWTRON SATELEC avec PAM + 3 inserts + clef de serrage

KITSP4055LED

Prédisposition détartreur piezzo NEWTRON SATELEC LUMIERE avec PAM + 3 inserts + clef de serrage

KITTITASLED

Détartreur Piezzo LED TITANUS-TKD avec cordon et PAM type SATELEC + 3 inserts + clef de serrage

KITNOPAIN

Prédisposition détartreur piezzo NO PAIN EMS avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage

KITNOPAINLED

Prédisposition détartreur piezzo NO PAIN LUMIERE EMS avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage


KITTITAS

Prédisposition détartreur piezzo TITANUS TKD avec cordon et PAM compatibles SATELEC + 3 inserts + clef de serrage


Coloris au choix




FINITION PLAN DE TRAVAIL



FINITION MÉTAL



Forest grey Shadow White Midnight



Arctic Silver Pewter Copper Charcoal Bronze





FINITION SUPPORT



White

Forest grey

Black



Mini units

Mini unit sous meuble



Référence

2 instruments + seringue MT610





Référence

3 instruments + seringue MT600

- Modèle 2 ou 3 sorties instruments à selection automatique + seringue coudée 3 voies
- Réglage des drives par instrument
- Réglage d'eau de spray par instrument
- Réglage d'air de spray commun
- Système de rincage FLUSH
- Récupérateur d'huile des instruments
- Pédale disque progressive avec commande de spray
- Vanne Master d'entrée d'air à commande pneumatique de l'unit + filtre + régulateur
- Alimentation en eau par système bouteille PE 1,5 litre à fixation murale avec connecteur rapide
- Unit orientable droite / gauche 30 °
- Ombilical longueur : 175 cm
- Finition : Blanc ou gris Forest

Dimensions en cm :



Photos non contractuelles

Montages :

Fixe

Sur travelling

Sur bras



Références

MT610

MT610T

MT610B

Références

MT600

MT600T

MT600B

OPTIONS :

Référence

SL3GGASG

Seringue LUZZANI modèle MINILIGHT 3 fonctions coudée corps Inox à la place de la seringue US

KITSERINGUE.AIR

Prédisposition seringue 1 bouton (AIR) (sur modèle MT610)

KITFIBRE

Prédisposition cordon fibré pour Turbine lumière

KITM40XS

Prédisposition 1 micromoteur LED NSK modèle M40XS (avec moteur)

KITDMCX1MCLED

Prédisposition 1 micromoteur Induction Led BIENAIR modèle MCX (avec moteur)

KITDMCX2MCLED

Prédisposition 2 micromoteurs Induction Led BIENAIR modèle MCX (avec moteurs)

KITSP4055

Prédisposition détartreur piezzo NEWTRON SATELEC avec PAM + 3 inserts + clef de serrage

KITSP4055LED

Prédisposition détartreur piezzo NEWTRON SATELEC LUMIERE avec PAM + 3 inserts + clef de serrage

KITTITASLED

Détartreur Piezzo LED TITANUS-TKD avec cordon et PAM type SATELEC + 3 inserts + clef de serrage

KITNOPAIN

Prédisposition détartreur piezzo NO PAIN EMS avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage

KITNOPAINLED

Prédisposition détartreur piezzo NO PAIN LUMIERE EMS avec PAM + 3 inserts + 3 clefs de serrage

KITTITAS

Prédisposition détartreur piezzo TITANUS TKD avec cordon et PAM compatibles SATELEC + 3 inserts + clef de serrage

1115.020

Boîte au sol de finition Blanche

OPEV

Alimentation eau de ville + bouteille avec inverseur

Mini unit




Référence
2 instruments + seringue 28104




Référence
3 instruments + seringue 28112

Dimensions en cm :





- Modèle 2 ou 3 sorties instruments à sélection automatique + seringue coudée 3 fonctions
- Réglage des drives par instrument
- Réglage d'eau de spray commun
- Réglage d'air de spray par instrument (sur modèle 28104)
- Réglage d'air de spray commun (sur modèle 28112)
- Pédale disque progressive
- Ombilical longueur : 175 cm
- Finition : Gris clair



Références

28104

28112

OPTIONS :

Référence

KIT31M	KIT régulation Air & Eau pour alimentation générale des units
55R051	Boîte au sol de finition
45R360	KIT eau propre pour alimentation d'eau par bouteille : modèle à fixation murale avec bouteille PE 1,5 litre
45R378	Connecteur rapide pour bouteille
KITSERINGUE.AIR	Seringue air 1 voie supplémentaire
103.065	Fixation arrière pour montage sur bras à segment

Systeme de fixations des mini-units (sous plan, sur bras, sur table et autres, voir page 82)
Adaptation divers instrumentation sur demande

Mini unit encastrable







Référence
2 instruments + seringue C2520




Référence
3 instruments + seringue C2500

Dimensions en cm :





- Modèle 2 ou 3 sorties instruments à sélection automatique + seringue coudée 3 fonctions
- Réglage des drives par instrument
- Réglage d'eau de spray par instrument
- Réglage d'air de spray commun
- Pédale disque progressive avec commande de spray
- Vanne Master à commande pneumatique + régulation Air
- Système d'alimentation d'eau par bouteille PE 1,5 litre à fixation murale avec connecteur rapide
- Finition : Blanc ou gris Forest



Références

C2520

C2500

OPTIONS :

Référence

FOCITYW Alimentation Eau de ville uniquement à la place du système d'eau propre

1115.020 Boîte au sol de finition blanche

OPEV Alimentation eau ville / eau bouteille avec sélecteur

Adaptation divers instrumentation sur demande

Matériel autonome

Valise portable

- Modèle portable autonome 220 VAC
- Valise résine renforcée sur roulettes
- à 2 poignées dont une escamotable
- 2 sorties instruments à sélection manuelle
- Seringue 3 fonctions
- Canule d'aspiration salivaire avec venturi et bac de récupération amovible
- Pédale disque progressive
- Kit eau stérile
- Poche de rangement
- Couvercle amovible
- Poids brut : 29kg
- Dimensions: 45 x 31 x 28cm

Référence

UP5000



Unit meuble


- Seringue 3 fonctions
- 3 sorties instruments à sélection automatique
- Canule d'aspiration salivaire avec venturi
- Pédale disque progressive avec commande spray
- Kit eau stérile
- Bac récupération (aspiration)
- Compresseur 220 VAC sans huile
- Meuble bois finition blanc
- Poids brut : 90 kg
- 5 tiroirs sur glissière

Référence

MCL1000



Dimensions en cm des units :



Matériel portable

Fauteuil portable

- Fauteuil pliable
- Hauteur ajustable de 35 à 61cm
- Structure en acier
- Poids supporté jusqu'à 250kg
- Poids : 30kg
- Dimensions : 110 x 53 x 24cm
- Livré avec sa housse de transport



Référence

FPP400



Tabouret portable

- Tabouret pliable
- Hauteur ajustable
- Poids : 8kg
- Dimensions : 24 x 59 x 49cm
- Livré avec sa housse de transport

Référence

TPP400

Scialytique portable

- Scialytique pliable à LED
- 6 500° KELVIN en 220V / 50HZ
- Ajustable
- Hauteur ajustable de 1,10 à 1,75m
- Intensité réglable
- Poids : 4,5kg
- Dimensions : 85 x 14 x 14cm
- Livré avec sa housse de transport



Référence

SPP400

Fauteuil portable complet



Pack portable comprenant :

- 1 fauteuil pliable réglable en hauteur (5 positions)
- Dossier & tête réglables
- Support plateau
- Bol crachoir nettoyeur avec bac de récupération
- Scialytique à LED 6 500°K - 220V / 50HZ à intensité réglable
- Poids brut : 24kg
- Dimensions : 91 x 63 x 39cm
- Ensemble livré avec sa housse de transport

Référence

FCPS400

Accessoires d'équipement

Crachoirs



Référence

C4200

Référence

avec canules d'aspiration C4250

Crachoirs sur colonne \varnothing 50mm - Cuvette en céramique - Rinçage cuvette temporisé


Modèle C4250 identique au modèle C4200, avec canules salivaire & chirurgicale

OPTIONS :

Référence

132.121	Remplissage de verre temporisé
132.110	Cuvette céramique de recharge
113.514	Seringue 3 fonctions avec support
SCEA	Contact électrique sur aspiration pour C4250
55R051	Boîte au sol de finition
KIT31M	Kit de régulation AIR/EAU

Dimensions :



Voir Colonnes page 89

Bras d'aspiration

Bras d'aspiration en "S" orientable

- Fixation sur fauteuil ou sous meuble -
- Canules d'aspiration DURR DENTAL et seringue 3 fonctions à bec détachable
- Contacts de sélection - Récupérateur de débris

Référence

1091INT




Kit complet support d'aspiration type Durr Dental

Support avec contacts de sélection, canules salivaires, chirurgicale, collecteur de débris et emplacement pour seringue - Équipé d'une patte de fixation

Référence

kit 0024.180

Bras d'aspiration



Référence Modèle télescopique

A5200

Référence Modèle articulé

A5000



- Modèle A5200 avec bras d'aspiration articulé et télescopique
- Canules d'aspiration salivaire et chirurgicale
 - Collecteur de débris
 - Fixation sur colonne \varnothing 50mm
 - Seringue 3 fonctions

Modèle A5000 identique au A5200 avec bras articulé (non télescopique).

OPTIONS :

Référence

45R359	Kit eau stérile
105.018	Fixation murale
105.096	Support & plateau inox pour modèle A5200
SCEA	Contact électrique sur aspiration pour A5200/A5000
21B430	Bouton valve de recharge pour seringue
55R051	Boîte au sol de finition
KIT31M	Kit régulation simplifiée AIR /EAU
55R500	Tamis de recharge (lot de 10)



Bras d'aspiration



Référence **Modèle télescopique**

A5230

Référence **Modèle articulé**

A5524

- Modèle A5230 avec bras d'aspiration télescopique et articulé
- Canules d'aspiration salivaire et chirurgicale avec collecteur de débris
 - Seringue 3 fonctions
 - Fixation sur colonne \varnothing 50mm


Modèle A5524 identique au A5230 avec bras segments articulé (non télescopique).

1 sortie instrument pour turbine, micromoteur, détartreur, ou aéropolisseur.

OPTIONS :

Référence

45R359	Kit eau stérile
105.018	Fixation murale
SCEA	Contact électrique sur aspiration pour A5230/A5524
21B430	Bouton valve de recharge pour seringue
55R051	Boîte au sol de finition
KIT31M	Kit régulation simplifiée AIR /EAU
55R500	Tamis de recharge (lot de 10)



Systeme bras segment articulé

Bras segment

Axe 12,7mm mâle/femelle - Permet de composer différentes longueurs



Référence	Modèle	Gris clair
105.040	Long. 15cm	
105.039	Long. 20cm	
105.042	Long. 30cm	
105.043	Long. 40cm	

Référence	Modèle	Blanc
1110.450	Long. 20cm	
1110.447	Long. 30cm	

Support mural

Pour bras segment - Axe 12,7mm



Référence	Couleur
105.018	Gris clair
1110.378	Blanc

Support pour surface horizontale sur table

Pour bras segment



Référence
105.016

Supports sous meuble

Pour bras segment - Axe 12,7mm



Référence	Modèle
105.130	simple
105.120	double

Mâchoire de fixation

Pour colonne ø 50mm



Référence
45R377

Supports sur colonne

Pour bras segment axe 12,7mm -



Référence	Modèle
	pour colonne ø44mm
105.126	simple
105.127	double

Référence	Modèle
	pour colonne ø50mm
105.051	simple
105.092	double

Boîte au sol blanche

Dimensions : 356 x 229 x 115mm




Référence
1115.020

Systeme bras segment articulé

Fixation arrière

Pour mini-unit



Référence Mini-unit

103.065 28104 / 28112

Support pour surface horizontale

Pour mini-unit



Référence

105.063

Support complet d'unit bras segment blanc

Passerelle câbles intégrée



Référence

1110.115CSWH

Support travelling coulissant

Coulissement de 19cm



Référence

1700.140

Support plateau

Fixation sur bras segment - Avec piquage au centre - Mâle 12,7mm - Pour plateau 34 x 25cm



Référence

105.062

Support plateau

Fixation sur bras segment - Avec piquage au centre - Mâle 12,7mm - Pour plateau 34 x 25cm



Référence

105.065

Systemes bras sur colonne / murale

Bras ciseaux avec blocage pneumatique

ø 50mm - Réglable de 1,5kg à 7kg en bout de colonne



Référence

106.306

Double bras segment

Fixation colonne ø 50mm ou murale avec 3 supports tulipe



Référence

Modèle


105.026 Long. 61cm colonne

105.028 Long. 81 cm colonne

105.027 Long. 61 cm murale

105.029 Long. 81 cm murale

Identique au modèle 106 306 sur colonne ø 50mm



Référence

106.300

Bras télescopique

Fixation sur colonne ø 50mm ou murale - Extensible de 79 à 107 cm



Référence

105.186

Identique au modèle 106 306 sur colonne ø 50mm



Référence

106.309

Plateau support

30 x 30 cm - Fixation colonne ø 50mm ou murale



Référence

Modèle

105.078 sur colonne

105.068 mural

Colonnes & Pattes

Colonne

ø 50mm - Couleur gris clair



Référence	Modèle
146.202	Long.71cm sans trou
146.209	Long.71cm 1 trou
146.203	Long.100cm 1 trou
146.212	Long.120cm 2 trous
146.206	Long.137cm 2 trous

Support mural

Renforcé pour mâchoire ø 50mm



Référence

106.205

Sabot de fixation

4 vis de fixation - entraxe 50mm - 8 vis de fixation équerage



Référence

25R147

Plaque de renfort

Pour support mural 106.205 - 30 x 30cm



Référence

101.209

Kit extension pour scyalitique

1 colonne de 71cm avec mâchoire double



Référence

146.015

Patte de fixation unit sous fauteuil

Pour MARUS - ø 50 mm



Référence

25R126

Accessoires

Plateau de travail



Référence Modèle

017R006 Inox 34x25cm

017R010* Plastique 34x25cm

*préciser la couleur : blanc, gris ou noir

Pièce intérieure

Réf. 146.005 : pour Dental-Ez, Faro Ritter, Forest
ø ext. 46,35mm - ø int. 35,05mm

Réf. 146.205 : pour Celux, Pelton, Adec, Belmont,
Beaverstate - ø ext. 43,18mm - ø int. 35,05mm

Réf. 146.208 : pour Celux, Pelton, Adec, Belmont
ø ext. 46,84mm - ø int. 43,18mm



Référence

146.005

146.205

146.208

Tapis antidérapant



Référence Modèle

017R007T pour plateau 23 x 14cm

017R006T pour plateau 30 x 16cm

Mâchoire double colonne



Référence

146.001

Bague de réduction

50mm à 47,62mm



Référence

013.007

Pied de cart en H réglable

Réglable en hauteur de 68 à 89 cm
Couleur gris clair

Référence

108.016



Bouchon de colonne

ø 50mm

Référence

010.059



Finition de colonne

ø 50mm

Référence

146.211



Roulette de cart



Référence

108.009

Identification du vendeur/ installateur :

SARL DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE, société à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n°378 335 293 et dont le siège social est situé 275 avenue du Mont Ventoux, ZA les Pelitennes – 84 450 JONQUERETTES.

Préambule

La société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE a pour activité :

- L'achat, la vente en France et à l'étranger de tous matériels médicaux et dentaires automatisés ou non ainsi que l'étude et la réalisation de toutes machines industrielles, dentaires ou médicales.

Le tout, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers ; soit seule ou avec des tiers. La clientèle de la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE est composée de professionnels et de particuliers. La société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE travaille également avec des professionnels de santé au sens des articles L4111-1 à L4163-10, des articles L4211-1 à L4252-3, des articles L4311-1 à L4394-3 du Code de la Santé publique. Ces professionnels de santé peuvent exercer une profession médicale (médecins, odontologistes), une profession de la pharmacie et de la physique médicale ou une profession d'auxiliaire médical (assistants dentaires – au sens de l'article L4393-8 du Code de la santé publique – infirmiers, prothésistes, etc...).

Concernant les étudiants en chirurgie dentaire, il est rappelé que ceux-ci sont soumis aux dispositions du Code de la santé publique, et notamment à l'article R4127-201 qui prévoit l'application du code de déontologie des chirurgiens-dentistes aux étudiants en chirurgie dentaire. Les étudiants dentistes autorisés à exercer en application des dispositions du Code de la santé publique, et notamment des articles L4141-4 et suivants doivent fournir leur autorisation d'exercer prouvant leur qualité de remplaçant et/ou d'adjoint en chirurgie dentaire, et donc leur qualité de professionnels. Pour ces étudiants, les ventes sont limitées aux dispositifs médicaux de classe I et de classe IIa.

Le client souhaite acquérir du matériel vendu par la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE. À ce titre, il a préalablement analysé et exprimé les besoins qui sont les siens, sans pour autant élaborer de cahier des charges. Le client déclare que les besoins exprimés sont en adéquation avec les spécificités de son activité.

1. Système juridique applicable

Le présent contrat est soumis au droit français, y compris en présence d'un élément d'extranéité.

2. Représentation des parties et capacité juridique

Si le client est une personne morale, le signataire du présent contrat déclare avoir tout pouvoir pour le représenter. Si le client est une personne physique, il déclare avoir la pleine jouissance de sa capacité juridique. À ce titre, il déclare qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure collective, d'une procédure de prévention des difficultés économiques, professionnelles et personnelles, d'une procédure de surendettement ou d'une procédure d'incapacité du chapitre 2 du titre XI du livre 1er du Code civil.

3. Objet du contrat

La société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE est susceptible de vendre du matériel médical et dentaire automatisé sans pour autant procéder à son installation. Le présent contrat peut donc être alternativement qualifié de contrat de vente, si le client garde l'installation et la mise en marche du matériel à sa charge ; ou de contrat de prestation de service si la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE procède à l'installation et à la mise en marche du matériel.

Il s'en suit que les textes applicables, selon le cas sont :

- Si le contrat est qualifié de contrat de vente : les articles 1582 à 1701-1 du Code civil ;
- Si le contrat est qualifié de contrat de prestation de service : les articles 1779 à 1799-1 du Code civil.

La société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE s'oblige à délivrer, et le cas échéant installer, le matériel commandé par le client, lequel s'engage à payer le prix convenu.

Le présent contrat est consensuel, synallagmatique, onéreux et translatif de propriété.

Le détail du matériel vendu et, le cas échéant, installé par la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE est expressément listé sur le bon de commande régularisé entre les parties.

4. Bon de commande

Les présentes conditions générales de vente et d'installation font corps avec le bon de commande régularisé par les parties et s'appliquent à lui uniquement ; formant ainsi un ensemble contractuel indivisible. La commande est ferme et définitive dès l'envoi du bon de commande à la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE.

5. Prix, frais de port, frais de gestion et modalités de paiement

Le prix du matériel vendu est celui indiqué sur le bon de commande ou sur le devis envoyé par la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE pour validation.

Les listes de prix diffusées périodiquement par la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE ne mentionnent que des prix indicatifs et ne valent pas offre de vente à un prix déterminé, les prix inscrits sur ces listes peuvent être amenés à varier et seul le prix figurant sur le devis ou le bon de commande soumis au client pour validation sont applicables aux relations entre les parties.

Il s'entend toutes taxes comprises et hors frais de ports, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est celui en vigueur au jour de la commande.

Le matériel vendu hors territoire français métropolitain s'entend hors taxes.

Le montant des Frais de Livraison dépend du montant de la Commande et du mode de livraison choisi par le Client. En tout état de cause, leur montant est indiqué au Client avant la validation de la commande.

La société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE attire l'attention du client sur le fait que des droits de douane, taxes locales, droits d'importation ou taxes d'État sont susceptibles d'être exigés dans certaines hypothèses. Il incombe à ce titre au client de se renseigner spécifiquement en fonction de sa situation, la responsabilité de la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE ne pouvant être recherchée pour des questions relatives ces frais et droits supplémentaires.

Le paiement se fait en deux fois :

- Un acompte de 30% lors de la commande.
- Le solde à la livraison et le cas échéant l'installation du matériel.

Certains clients peuvent se voir appliquer des délais et modalités de paiement dérogatoires, ces délais et modalités sont précisés dans le devis ou dans le bon de commande. En cas de contradiction entre les présentes conditions générales et le devis ou le bon de commande, se sont ces derniers documents qui priment.

En cas de non-paiement total ou partiel au terme convenu, la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE est bien fondée à appliquer des intérêts de retard calculés sur la base du montant impayé toutes taxes comprises. Ces taux correspondent au taux directeur semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points. En outre, la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE appliquera d'office une pénalité de recouvrement d'un montant de 40 euros par facture impayée, cette somme n'étant pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

6. Escompte

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

7. Obligations de la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE

7.1. Obligations de la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE en cas de vente

En tant que vendeur, la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE s'oblige à délivrer au client le matériel qu'il a commandé.

Le délai de livraison indiqué au moment de la prise de commande n'est donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti. À ce titre, tout retard raisonnable dans la livraison du matériel vendu ne saurait donner lieu, au profit du client, à l'allocation de dommages et intérêts ou/et à l'annulation de la commande. En cas d'indisponibilité du produit se prolongeant au-delà de 30 jours après l'échéance du délai de livraison indiqué lors de la commande, la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE s'engage à informer le client du retard prévisible de livraison. La société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE procédera alors au remboursement du prix de l'article dont la livraison est retardée ou à l'établissement d'un avoir à hauteur du prix de l'article indisponible. Si l'article dont la livraison est retardée est un élément d'une commande plus importante, le client ne peut annuler que la commande de l'article indisponible.

Les autres articles de la commande ne peuvent faire l'objet d'aucune annulation.

Le matériel vendu est réputé livré :

- Soit par sa délivrance directe au client ;
- Soit par l'envoi d'un avis de mise à disposition à l'attention du client ;
- Soit au lieu indiqué par le client au moment de la commande.

Le risque du transport est supporté :

- Par le client en cas d'enlèvement des produits par le client ou par un transporteur prestataire du client.
- Par la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE en cas de transport assuré par la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE ou l'un de ses prestataires.

De même, en cas de délivrance directe au client ou d'envoi d'un avis de mise à disposition, le risque est transféré au client à compter de la facturation. En cas de marchandise manquante ou détériorée lors du transport, ou d'erreur sur la chose livrée ; le client devra formuler toutes les réserves nécessaires à réception de la chose vendue. Ces réserves devront être, en outre, confirmées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 5 jours suivant la livraison. Le non-respect des délais et formes de confirmation des réserves visées au présent alinéa fait perdre au client la faculté de tirer les conséquences des réserves émises. Dans cette hypothèse, le client doit faire le nécessaire pour assurer un retour franco de port du matériel au siège de la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE sous 10 jours à compter de la date de réception. Dans cette hypothèse, la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE pourra, discrétionnairement, procéder à une nouvelle livraison, à un remboursement ou établir un avoir.

7.2. Obligations de la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE en cas de prestation de service

En cas de prestation de service, la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE est débitrice des obligations relatives au contrat de vente, lesquelles se cumulent avec les obligations du présent article.

Lors de la commande la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE communique au client une date indicative d'installation. Une visite technique des locaux du client est organisée avant la date prévue d'installation, à l'issue de cette visite la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE adresse au client un schéma technique des réservations et points d'accès (eau, électricité...) nécessaires à l'installation du matériel. Au jour prévu, et sous réserve du respect par les clients de ses propres obligations (cf. infra) la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE procède à l'installation du matériel. Une fois l'installation effectuée des tests de bon fonctionnement sont effectués et une démonstration / formation sur l'utilisation est faite au bénéfice du client et de son personnel. L'installation est matérialisée par la signature d'un procès-verbal contradictoire.

8. Obligations du client

En contrepartie, le client s'engage à payer le prix.

En cas d'installation, le client s'engage à réaliser, à ses frais et avant la date d'installation, les modifications, réservations et raccordements nécessaires à l'installation conformément au schéma technique qui lui a été envoyé. Il s'engage à laisser la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE, ses préposés et sous-traitant, accéder aux locaux.

L'électricité, l'eau, les accès, les aires de stockage et d'installation nécessaires à la réalisation des travaux seront mis à la disposition de la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE en quantité suffisante, gratuitement et à proximité du lieu d'installation. Le client s'engage à maintenir un environnement favorable à la bonne conservation du matériel et à son bon fonctionnement. Le client s'engage à prendre connaissance des notices d'utilisation et à en respecter scrupuleusement le contenu.

9. Inexécution

Le client envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :

- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- Solliciter une réduction du prix ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Poursuivre la partie débitrice en paiement ;
- Demander réparation des conséquences de l'inexécution. À ce titre il est précisé que le temps passé pour procéder à une réclamation ne constitue pas un préjudice réparable.

Préalablement à toutes poursuites, la partie qui estime que les obligations dont elle est créancière n'ont pas été parfaitement exécutées doit mettre en demeure l'autre partie d'exécuter les obligations qui sont les siennes sous 15 jours par tout moyen permettant la traçabilité de la mise en demeure.

10. Garanties et responsabilité

Le client bénéficie des garanties légales et constructeurs. Les garanties légales sont la garantie de conformité, la garantie des vices cachés et la garantie d'éviction. Les garanties constructeurs correspondent à des garanties éventuellement offertes, à titre commercial, par le constructeur du matériel vendu au-delà de ses obligations légales, elles sont détaillées dans la documentation constructeur. La société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE ne consent aucune garantie contractuelle complémentaire. Les défauts et détériorations provoqués par une utilisation anormale du matériel ou une modification du produit effectuée sans l'aval de la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE ne sont pas garanties. De même, toute dégradation du matériel après une modification postérieure à l'installation (déplacement du matériel, ajout de matériel, suppression de matériel, remplacement d'équipement), n'est pas garantie par la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE. En cas de défaillance contractuelle, la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE, ne sera tenue qu'à la réparation des dommages résultant directement de son inexécution et consistant en des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à une atteinte corporelle ou matérielle. En revanche la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE, ne pourra être tenue, à quelque titre que ce soit, à la réparation de dommages immatériels non-consécutifs à une atteinte corporelle ou matérielle, ainsi qu'au dommages indirects pouvant survenir dans le cadre de l'exécution du Contrat de vente et d'installation.

Dans le cas où la responsabilité de DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE serait établie au titre de l'exécution du Contrat de vente et d'installation, il est expressément convenu que DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE ne serait tenu à réparation que des préjudices directs et immédiats, dans la limite d'un montant ne pouvant excéder Deux cent cinquante mille (250 000) Euros pour l'ensemble des préjudices subis, cette limite ne s'applique pas aux préjudices corporels. Le Client renonce, ainsi que ses assureurs pour lesquels il se porte fort, à tout recours contre DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE au-delà de ce montant. Les Parties reconnaissent que rien dans le Contrat de vente et d'installation ne saurait limiter leur responsabilité en matière de dommages corporels directs, issus de leur négligence ou de la négligence de leurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou de toute responsabilité dont la loi ou la jurisprudence interdirait la limitation. Le Client est seul responsable de l'utilisation du matériel vendu et donc des conséquences de toute utilisation contraire aux préconisations d'utilisation spécifiées dans les documentation constructeur, illégale, abusive, contraire à l'ordre public, frauduleuse, en violation des droits d'un tiers ou illicite Il garantit DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE contre tout dommage, contre toute réclamation, action, revendication, procédure exercée à son encontre et qui résulteraient de l'utilisation qu'il fait des matériels vendus. Les stipulations prévues au présent article comprennent de façon limitative, toutes les conditions applicables à la responsabilité de chacune des Parties au titre de l'exécution

11. Réserve de propriété

Le transfert de la propriété du matériel vendu au client est retardé jusqu'au paiement complet et intégral du prix par ce dernier. En cas de retard ou de défaut de paiement la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE pourra revendiquer la propriété du bien vendu.

12. Force majeure

Les obligations respectives des parties ne sont suspendues que par l'effet de la force majeure. Les parties conviennent d'exclure de la qualification "d'évènement de force majeure" les épidémies et les pandémies. En cas de survenance d'un évènement de force majeure, la partie touchée informera l'autre dans un délai de 10 jours à compter de la survenance de l'évènement. Elle devra informer l'autre partie de la durée prévisible de l'évènement et de ses conséquences prévisibles. Elle devra enfin faire tous les efforts pour en limiter la portée. Le défaut d'information de l'autre partie de la survenance de l'évènement de force majeure dans les délais requis empêche la partie touchée de s'en prévaloir. L'exécution des obligations des parties reprendra son cours normal dès que l'évènement constitutif de force majeure aura cessé.

13. Clause de différends

En cas de litige les parties s'engagent à mettre tout en œuvre pour parvenir à un règlement amiable ; ce préalablement à tout procès. À défaut de règlement amiable, tout différend relatif à l'existence, la validité, l'interprétation, l'exécution et/ou la résiliation du Contrat de vente et d'installation sera soumis au Tribunal de Commerce d'AVIGNON, même en cas de référé, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats conclus entre la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE et un client ayant la qualité de commerçant. Si le client n'a pas la qualité de commerçant, les règles de compétence territoriale sont celles des articles 42 et 46 du code de procédure civile.

14. Interprétation

En cas de discordance entre présentes conditions générales de vente et d'installation, le bon de commande ou les conditions générales d'achat du client ; ce sont les présentes conditions générales de vente et d'installation qui s'appliqueront par priorité. L'ensemble contractuel constitué par les présentes conditions générales de vente et d'installation et le bon de commande contient la totalité des accords conclus entre la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE et le client ; il annule et remplace toutes les lettres, courriels, propositions, offres et conventions antérieures et traduit l'ensemble des engagements pris par les parties contractantes dans le cadre de son objet. Aussi, pour l'interprétation du présent contrat, il ne pourra être fait référence aux documents établis au cours de la période de négociation.

15. Acceptation des conditions générales de vente et d'installation par le client

Le client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente et d'installation avant la conclusion du contrat. En conséquence, le client accepte les présentes conditions générales de vente et d'installation. Les présentes conditions générales de vente et d'installation sont intégrées au catalogue papier de la société DBI DESBOIS BOTALAM INDUSTRIE, elles sont expressément mentionnées dans les bons de commande par le moyen d'une clause de renvoi.

DBI Dental

+30
ans
D'EXPÉRIENCE



Documentations complètes sur demande ou consultables & téléchargeables sur notre site : www.dbidental.fr



SHOW-ROOM

DBI Paris

95, boulevard A.Briand

93100 Montreuil

FRANCE

Tel : 01 48 57 20 24

Mail : dbi@dbigroupe.com



DBI Sud (Siège)

ZI les Pélitènes

275, avenue du Mont Ventoux

84450 Jonquerettes

FRANCE

Tel : 04 90 333 400

Mail : dbisud@dbigroupe.com

N° TVA EUR : FR 64 378 335 293 - SARL au capital de 200 000 € -
RCS Avignon B 378 335 293 - SIRET 378 335 293 00049 - CODE APE 4669 B